

# 1 Liukulakanan valinta

WendyLett-liukulakanat helpottavat makuuasennossa sivusuuntaan siirtymistä ja kyljelle kääntymistä. Liukulakanan keskiosa on erittäin liukasta satiinia, joka mahdollistaa kyljelle kääntymisen vaikka vartalon voimat olisivat heikentyneet tai käytössä olisi painetta tasaava, muotoutuva patja. Lakanan molemmilla sivuilla on luistamaton raidallinen reunus, joka helpottaa vuoteen reunalla istumista.

WendyLett-liukulakanat toimivat pohjana WendyLean-tyynyliinan ja liukupinnallisten WendyLett4way-siirtolakanoiden sekä vuodesuojien alla. WendyLett-liukulakanan koko valitaan käyttäjän toimintakyvyn ja vuoteen patjakoon mukaan.


Pystyykö käyttäjä koukistamaan molemmat polvet selinmakuulla itsenäisesti?

Ei Kyllä

Valitse liukulakana, joka kattaa patjan pituuden patjan yläreunasta noin polvitaiteisiin asti.

Nimike	Patjan koko (L x P), cm	Liukulakanan koko (L x P), cm	Liukupinnan leveys, cm	SWL (kg)	Patjan ympärille kiristytävä	Petaussiivekkeillä patjan ympärille pedattava
*SR1634	80-90x200	200 x 140	60	300		X
SR1668	120x200	220 x 140	100	300		X


\*hyllytuote



Valitse liukulakana, joka kattaa koko patjan pituuden.

Nimike	Patjan koko (L x P), cm	Liukulakanan koko (L x P), cm	Liukupinnan leveys, cm	SWL (kg)	Patjan ympärille kiristytävä	Petaussiivekkeillä patjan ympärille pedattava
*SR1641	90x200	140x250	70	300	X	
SR1651	105x200	158x255	80	300	X	
SR1639	105x200	200x200	70	300		X
SR1661	120x200	170x255	95	300	X	
SR1669	120x200	220x200	100	300		X
SR1671	140x200	190x225	110	300	X	
SR1681	120-270x200	365x200	70	300		X

\*hyllytuote



# 2 Tyynyliinan ja liukuesteen valinta


WendyLean on yhdessä WendyLett-liukulakanan kanssa käytettävä tyynyliina, jonka alapinnalla oleva satiinipinta luistaa erinomaisesti liukulakanan päällä vuoteen pituus-suunnassa. Tämä ominaisuus helpottaa omatoimista asennon kohentamista vuoteessa ylöspäin, kun sähkötoimisen sängyn selkäosaa kohotetaan. Tyynyliinan sivuilla on kahvat, joiden avulla hoitaja voi avustaa potilasta esimerkiksi makuulta istumaan.

Liukuestealusta on molemmin puolin tahmeaa materiaalia, jonka ansiosta se pysyy hyvin paikoillaan ja tuo hyvän tuen jalkaterien alle. Sängyssä käytettäessä liukuestealusta asetetaan ponnistavan/ponnistavien jalkojen jalkaterien alle, jotta ne pysyisivät ponnistettaessa paikoillaan liukulakanaa tai tavallista lakanaa vasten.

Valitse liukulakanan lisäksi liukupinnallinen WendyLean-tyynyliina, joka auttaa asennon kohentamisessa.

Nimike	Tiedot
*SR1680	Tyynyliina, 50x60 WendyLean

\*hyllytuote



Pystyykö käyttäjä keventämään lantion irti alustasta selinmakuulla?


Kyllä Ei

Kun lantion keventäminen ei itsenäisesti onnistu, WendyLean-tyynyliina ei ole välttämätön vaan voit valita käyttöön tavallisen tyynyliinan.

Valitse liukulakanan lisäksi käyttöön liukuestealusta, joka tuo kitkaa koukussa olevan jalan alle ja helpottaa ponnistamista.

Nimike	Tiedot
*NS02LGB	Liukuestealunen, Dycem 45X38, sininen

\*hyllytuote



Pystyykö käyttäjä koukistamaan toisen polven selinmakuulla itsenäisesti?

Kyllä Ei

Huolehdi, että molempien jalkaterien alla on liukupintaa, jotta kantapäihin ei kohdistu hankausta. Tue polvet koukkuun tarvittaessa tyynyn avulla.

# 3 Liukupinnallisen siirtolakanan tai vuodesuojan valinta

WendyLett4way, eli liukupinnallinen siirtolakana, ja WendyLett4way Inco, eli liukupinnallinen vuodesuoja sopivat käyttöön silloin, kun käyttäjä tarvitsee enemmän apua vuoteessa siirtymisissä; kyljelle kääntymisessä, vuoteessa ylöspäin siirtymisessä tai asentoa kohentamassa. Kaksi liukupintaa vastakkain minimoivat kitkaa ja edistävät liukua neljään suuntaan, mahdollistaen heikkovoimaisenkin käyttäjän omatoimiset liikkeet, sekä vähentäen hoitajan käyttämää voimaa siirtolanteissa. Mahdollisimman hyvän asennon tukemiseksi vuoteen selkäosaa kohotettaessa, suosittelemme samanaikaisesti kohottamaan sängyn polvikulmaa tai tukemaan polvet koukkuun.


TopSheet-kääntöliinaa käytetään WendyLett4way Incon tavoin WendyLett-liukulakanan päällä vuodesuojana. Suosittelemme TopSheet-kääntöliinaa käytettäväksi silloin, kun käyttäjä on erittäin suurikokoinen tai jäykkä. Kääntöliina voidaan kytkeä henkilönostimeen ja näin avustaa käyttäjä kylkimakuulle. Kylkimakuulla kääntöliina voidaan avata kahteen osaan, jolloin alavartalon hoitotoimenpiteet helpottuvat. Kaikkia siirtolakanoiden ja vuodesuojien kahvallisia malleja voidaan käyttää yhdessä potilasnostimien kanssa.

Toiminnalliset vuodetekstiilit ovat tärkeä osa painehaavojen ennaltaehkäisyä ja hoitoa, mahdollistaen omatoimiset tai avustetut asennonvaihtelut ja kitkan ja kudosten vaurioitumisen vähenemisen.

Valitse liukulakanan lisäksi liukupinnallinen WendyLett4way-siirtolakana, joka auttaa asennon kohentamisessa ja vaihtamisessa. Liukupinnallista siirtolakanaa ei välttämättä tarvita, jos käyttäjä pystyy keventämään lantiota selinmakuulla ja WendyLean-tyynyliina riittää liukupinnaksi hartoiden ja pään alla.

Nimike	Tiedot	Liukupinnallisen vuodesuojan koko	SWL (kg)	Voidaan käyttää yhdessä potilasnostimen kanssa
SR1647	WendyLett 4way	200 x 200 cm	300	
*SR1657	WendyLett 4way, kahvallinen	140 x 190 cm	200	X

\*hyllytuote



Onko käyttäjällä virtsankarkailuongelmia?

Ei Kyllä

Valitse liukulakanan (ja WendyLean-tyynyliinan) lisäksi liukupinnallinen WendyLett4way-vuodesuoja tai TopSheet-kääntöliina, jotka auttavat asennon vaihtamisessa ja kohentamisessa. Liukupinnallista siirtolakanaa ei välttämättä tarvita, jos käyttäjä pystyy keventämään lantiota selinmakuulla.

Nimike	Tiedot	Liukupinnallisen vuodesuojan koko	SWL (kg)	Voidaan käyttää yhdessä potilasnostimen kanssa
*SR1649	WendyLett 4way inco	140 x 120 cm	200	X
SR1515	TopSheet-vuodesuoja	140 x 155 cm	250	X

\*hyllytuote

