

Ratkaisut terveydenhuoltoon

• Potilastuolit • Hoitotuolit • Työtuolit



Sisällysluettelo

Potilastuolit	s. 3
Potilastuoli VELA Medical Move+	s. 4
Potilastuoli VELA Medical Mammography	s. 7
Potilastuoli VELA Medical Training	s. 9
Potilastuoli VELA Medical Bariatric	s. 11
 Hoitotuolit	 s. 12
Hoitotuoli Arne	s. 14
Hoitotuoli Bruno	s. 17
Erityishoitotuoli VELA	s. 20
Monitoimituoli Ottfried Mobilizer	s. 23
Monitoimituoli Medior Mobilizer	s. 26
 Työtuolit	 s. 31
Työtuoliratkaisut VELA Medical	s. 32
Jakkaramallit VELA Medical	s. 34
Satulatuolit VELA Medical	s. 36
Istuma- seisomatuet VELA Medical	s. 37
Työtuolit VELA Medical	s. 38
VELA Medical erikoistarpeisiin	s. 40
Kirurgin työtuoli VELA Support+	s. 42

Pyydä esittely, kokeile käytännössä!

Sopivan ratkaisun valinta kuvaston tuotetietojen ja kuvien perusteella ei aina onnistu. Tulemme mielellämme esittelemään vaihtoehtoja paikan päälle ja ratkaisujamme voi myös koekäyttää veloituksetta.

Potilastuolit

Potilastuolit ovat terveydenhuollon erilaisiin tutkimus- ja hoitoyksiköihin suunniteltuja istuinratkaisuja.

Oikein valittu potilasistuin helpottaa potilaan liikuttelua toimenpiteestä tai tilasta toiseen, sekä mahdollistaa hoitajan tai lääkärin toimenpiteen onnistumisen, lisäten näin toimenpiteiden suoritusnopeutta ja laatua.

Potilastuoli VELA Move+

VE70034

VELA Move+ tutkimustuoli on potilaskäyttöön tarkoitettu tuoli, joka on suunniteltu käytettäväksi erityisesti erilaisissa tutkimus- ja hoitoyksiköissä. Tuolin varustelu, sekä toimintavarmat säädöt ja helppo puhdistettavuus tekevät siitä erityisen hyvin sairaalaympäristöön soveltuvan ratkaisun.

Move+ tutkimustuolin 4-pyöräinen alusta ja työntökaari helpottavat potilaan liikuttelua tutkimusyksikössä tilasta toiseen. Potilaan jalat voidaan tukea tuolin liikuttelun tai istumisen aikana. Kaikki neljä pyörää lukitseva keskuslukitus on helposti käytettävissä jalkapolkimella, ja se pitää tuolin hyvin paikoillaan tutkimuksen tai toimenpiteen aikana.

Move+ tutkimustuolissa on sähkötoiminen, käsiohjaimella käytettävä korkeussäätö, jonka ansiosta sopiva istuinkorkeus on helppo säätää ja joka helpottaa potilaan seisomaan nousua.

Istuimen ja selkäosan kallistusmahdollisuus eteenpäin mahdollistavat vartalon ja pään asennon tuontia eteen, mikä helpottaa potilaan asemointia kuvantamis- ja tutkimuslaitteita käytettäessä.

Tuolin käsituot ovat korkeussäädettävät ja taakse taivutuvat, jolloin tuoliin on esteetön pääsy myös sivulta.

Tuolin akkuja suositellaan ladattavaksi päivittäin. Akkujen varaustason osoitin sijaitsee istuimena alla, tuolin edessä.



Tutkimustuoli VELA Move+

Erityisominaisuudet

- Sähkötoiminen korkeussäätö käsiohjaimella
- Akun varauksenosoitin
- Kaikki pyörät lukitsevat keskuslukitus
- Korkeussäädettävät ja taakse taittuvat käsituet
- Jalkakaari
- Tukeva ja kevyesti liikuteltava
- Helposti puhdistettavat materiaalit

Tuotetiedot

Istuinkorkeus, sähkötoiminen, säätö käsiohjaimella, cm	44-64
Selkäosa active L, cm	40x40
Istuinosa Active L, cm	47x47
Käsituen pehmuste, cm	8x26
Käsituet, taakse taittavat, korkeussäätöalue, cm	14-27
SWL / Suositeltu käyttäjän paino, kg	160
Tuolin paino, kg	40
Pyörien halkaisija, mm	100
Alustan koko, cm	55 x 55
CE-merkintä	MDD 93/42/EEC
EMC-testaus	IEC 60601-1-2
IP-suojaluokka	IP21



VELA tutkimustuoli Move+ nopeuttaa potilasvirtaa silmäpoliklinikalla



Potilas voi siirtyä jo odotustilassa tutkimustuoliin.

Tukevat käsituet ja korkeussäätö helpottavat siirtymistä.

Keskuslukittavat pyörät takaavat turvallisen siirtymisen. Tutkimustuoli liikkuu ketterästi. Jalat nostetaan siirtymisen ajaksi jalkatuelle. Työntökaari mahdollistaa hoitajalle ergonomisen asennon tuolia liikuteltaessa.



Tuolilla voidaan siirtyä suoraan tutkimuslaitteen eteen ja säätää istuinkorkeus sopivalle korkeudelle.



Lukituspoljin on saavutettavissa molemmilta puolin tuolia sekä tuolin takaa.



Pyörällinen tutkimustuoli nopeuttaa siirtymisiä tutkimushuoneesta toiseen tai lääkärint vastaanotolle.



Potilastuoli VELA Mammography

VE70032

VELA Mammography tutkimustuoli on potilaskäyttöön tarkoitettu tuoli, joka on suunniteltu käytettäväksi erityisesti mammografiatutkimuksissa. Tuolin varustelu, sekä toimintavarmat säädöt ja helppo puhdistettavuus tekevät siitä erityisen hyvin sairaalaympäristöön soveltuvan ratkaisun.

Tutkimustuolin 4-pyöräinen alusta ja työntökaari helpottavat potilaan liikuttelua tutkimuhuoneessa, sekä tutkimusyksikössä tilasta toiseen. Potilaan jalat voidaan tukea tuolin jalkakaaren liikuttelun tai istumisen aikana. Istuimen korkeutta säädettäessä jalkakaari seuraa istuimen korkeutta.

Kaikki neljä pyörää lukitseva keskuslukitus on helposti käytettävissä jalkapolkimella, ja se pitää tuolin hyvin paikoillaan tutkimuksen tai toimenpiteen aikana.

Mammography tutkimustuolissa on sähkötoiminen, käsiohjaimella käytettävä korkeussäätö, jonka ansiosta sopiva istuinkorkeus on helppo säätää ja joka helpottaa potilaan seisomaan nousua.

Selkäosan kallistusmahdollisuus eteenpäin mahdollistaa vartalon asennon tuontia eteen, mikä helpottaa potilaan asemointia kuvantamis- ja tutkimuslaitteita käytettäessä.

Tuolin käsituet ovat korkeussäädettävät ja taakse taittuvat, jolloin tuoliin on esteetön pääsy myös sivulta.

Tuolin akkuja suositellaan ladattavaksi päivittäin. Akkujen varaustason osoitin sijaitsee istuimena alla, tuolin edessä.



Tutkimustuoli VELA Mammography

Erityisominaisuudet

- Sähkötoiminen korkeussäätö käsiohjaimella
- Akun varauksenosoitin
- Kaikki pyörät lukitsevat keskuslukitus
- Korkeussäädettävät ja taakse taittuvat käsituet
- Jalkakaari seuraa istuimen korkeutta
- Tukeva ja kevyesti liikuteltava
- Helposti puhdistettavat materiaalit

VELA
Mammography
tutkimustuoli
parantaa
hoitajan
ergonomiaa



Tuotetiedot

Istuinkorkeus, sähkötoiminen, säätö käsiohjaimella	51-81 cm
Selkäosa, malli, koko	Active L-selkäosa, 40x40 cm
Istuinosa, malli, koko	Active L-istuin, 47x47 cm
Käsituen pehmuste	8x26 cm
Käsituet, taakse taittavat, korkeussäätöalue	14-27 cm
Käsitukien etäisyyden säätö	38-52 cm
SWL / Suositeltu käyttäjän paino	160 kg
Tuolin paino	40 kg
Pyörien halkaisija	100 mm
Alustan koko	55 x 55 cm
CE-merkintä	MDD 93/42/EEC
EMC-testaus	IEC 60601-1-2
IP-suojaluokka	IP21



Potilastuoli VELA Training

VELA Training potilastuoli on potilaskäyttöön tarkoitettu tuoli, joka on suunniteltu käytettäväksi erityisesti harjoituspolkulaitteen kanssa. Tuoli tarjoaa aktiivisen istuma-asennon, hyvän tuennan sekä pysyy hyvin paikoillaan harjoittelun aikana.

Training tuolin 4-pyöräinen alusta tekee siitä helposti liikuteltavan ja tukevan. Kaikki neljä pyörää lukitseva keskuslukitus on helposti käytettävissä jarrukahvalla, lukitus pitää tuolin hyvin paikoillaan polkuharjoitusten aikana. Istuimen kallistusmahdollisuus etu-takasuunnassa helpottaa optimaalisen istuma-asennon löytymistä.

Training potilastuolissa kaasujousiavusteinen korkeussäätö, joka mahdollistaa sopivan istuinkorkeuden erikoikoisille käyttäjille. Tuolin käsituet ovat korkeussäädettävät ja taakse taivuttavat, jolloin tuoliin on esteetön pääsy myös sivulta. Istuimen rotaatio, eli kääntäminen sivulle jarrujen ollessa lukittuna, helpottaa tuoliin siirtymisissä.

Tuolin käyttöturvallisuutta lisää kaatumaeste.



Potilastuoli VELA Training

Erityisominaisuudet

- Kaasujousiavusteinen korkeussäätö
- Kaikki pyörät lukitsevat keskuslukitus
- Korkeussäädettävät ja taakse taittuvat käsituet
- Tukeva ja kevyesti liikuteltava
- Kaatumaeste tuolin takana
- Helposti puhdistettavat materiaalit

Istuinkorkeus, kaasujousiavusteinen	44-59 cm
Selkäosa, malli, koko	Active L-selkäosa, 40x40 cm
Istuinosa, malli, koko	Active L-istuin, 47x47 cm
Käsituen pehmuste	8x26 cm
Käsituot, taakse taittuva, korkeussäätöalue	14-27 cm
Käsitukien etäisyyden säätö	38-52 cm
SWL / Suositeltu käyttäjän paino	160 kg
Tuolin paino	29 kg
Pyörien halkaisija	100 mm
Alustan koko	55 x 55 cm
CE-merkintä	MDD 93/42/EEC
EMC-testaus	IEC 60601-1-2

Potilastuoli VELA Bariatric

VELA Medical Bariatric soveltuu erityisesti suurikokoisten ja painavien potilaiden monipuoliseen käyttöön terveydenhuollon eri yksiköissä. Tuolin varustelu, sekä toimintavarmat säädöt ja helppo puhdistettavuus tekevät siitä hyvin sairaalaympäristöön soveltuvan ratkaisun.

4-pyöräinen alusta ja selkäosan takana olevat työntökahvat helpottavat potilaan liikuttelua hoito- tai tutkimusyksikössä tilasta toiseen. Pyörät voidaan lukita jarrukahvalla. Tuoli pysyy hyvin paikoillaan siirtymisten ja tutkimus- ja hoitotilanteiden aikana.

Bariatric -tuolissa on sähkötoiminen, käsiohjaimella käytettävä korkeussäätö. Sähkötoimisella korkeussäädöllä voidaan avustaa potilaan seisomaan nousussa.

Tuolin kahdesta kiinnityspisteestä runkoon kiinnittävät käsituet ovat tukevat ja kestävät voimakastakin tukeutumista siirtymisten aikana. Käsitukien etäisyys toisistaan ja käsitukien korkeus ovat työkaluin säädettävissä.

Tuolin akkuja suositellaan ladattavaksi päivittäin.



Potilastuoli VELA Bariatric

Erityisominaisuudet

- Sähkötoiminen korkeussäätö helpottaa siirtymisissä
- Pyörien keskuslukitus pitää tuolin hyvin paikoillaan
- Voimakasta tuentaa kestävät käsituet
- Tukeva ja kevyesti liikuteltava, työntökahvat selkäosan takana
- Helposti puhdistettavat materiaalit



Tuotetiedot

Istuinkorkeus, sähkötoiminen, säätö käsiohjaimella	42-57 cm
Selkäosa, malli, koko	CX-selkäosa, 38x43 cm
Istuinosa, malli, koko	4XL-istuin, 72x50 cm
Käsituen pehmuste	7x35 cm
Käsituet, korkeussäätöalue	0-24 cm
SWL / Suositeltu käyttäjän paino	300 kg / 130-300 kg
Tuolin paino	42 kg
Pyörien halkaisija	100 mm
Alustan koko	54 x 54cm
CE-merkintä	MDR 2017/745
EMC-testaus	IEC 60601-1-2
IP-suojaluokka	IP21

Hoitotuolit

Hoitotuolit mahdollistavat potilaan siirtämisen vuoteesta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja tukevat siten varhaista kuntoutumista.

Hoitotuolin malli ja toiminnot voidaan valita tukemaan toimintayksikön hoito- ja kuntoutustoimintoja. Mallia valitessa kannattaa huomioida erityisesti tuleeko tuolin säätyä täysin makuuasentoon vai riittääkö taakse kallistettu lepoasento. Mallin valinta vaikuttaa lisäksi siihen, voiko tuolista harjoitella seisomaan nousua vaiheittain jalkatukea vasten vai tulisiko jalat saada tukeutumaan lattiaa vasten.

Hoitotuoli Arne

8010408-02A

Arne tuoli tarjoaa mukavan istuma-asennon käyttäjälleen, sekä helpottaa hoitohenkilöstön työskentelyä. Istuma-asentoa voi säätää monipuolisesti ja hoitotasona korkeammaksi säädettynä toimenpiteitä on helppo suorittaa ergonomisessa työasennossa ja katsekontaktissa potilaan kanssa, tarjoten potilaalle yhteyden ympäristöönsä.

Tyynyjen pehmustemateriaalina on viskoelastinen, vahto, joka tasaa painetta kehon painepisteiden alta eri asennoissa. Potilaan jalat tukeutuvat lattialle istuma-asennossa. Jalat voidaan tukea yhtenäiselle jalkatuelle tuolin liikuttelun ajaksi.

Hoitotuoli Arne soveltuu käytettäväksi esimerkiksi:

Istuimena hoivayksiköissä sekä sairaalaosastoilla

Istuimena päiväkirurgian yksiköissä tai heräämöissä

Hoitotuolina poliklinikkayksiköissä tai päivystyksissä

Hoitotuolina syöpähoitoyksiköissä

Tuotetiedot

Istuinkorkeus	45 – 73 cm
Istuinleveys	50 cm
Istuinsyvyys	45 cm
Kokonaisleveys	60 cm
Kokonaispituus (istuin vakioasennossa / taakse kallistettuna)	84 cm / 129,5 cm
Kokonaiskorkeus (istuin vakioasennossa / taakse kallistettuna)	134 – 160 cm / 90-116,5 cm
Pyörät, keskuslukittavat	ø 125 mm
Potilaan maksimi paino	230kg



Hoitotuoli Arne

Ominaisuuudet



Kaasujousi-
avusteinen
istuinkulman
kallistus. Kahva
selkäosan takana



Käsituen korkeussäätö



Jarrupoljin



Hydraulinen korkeussäätö
jalkapolkimella



Käsituki kääntyy
taakse



Jalkatuki, istuimen
alle työnnettävä






Säärituen kulmasäätö

Hoitotuoli Arne

Lisävarusteet

Tuote	Tuotenumero
Pöytälevy	8040100
Pöytälevyn pehmuste	
Laventeli	8040200
Lime	8040200L
Antrasiitti	8040200A
Sivutuet istuinosaan	8040501
Tippateline 140-220 cm	8040600
Ylävartalon sivuttaistuki	
Laventeli	8040700
Lime	8040700L
Antrasiitti	8040700A
Asennon tukityyny	6040119
Vaihtopäällinen	6040122
Lantion tukivyö	
Pestävä	1200000
Pyyhittävä	121000
Ylävartalon tuki	
Koko 1 pituus 186 cm	1300010
Koko 2 pituus 240 cm	1300000
XL-leveys Tuolin istuin-, selkä- ja sääriosanleveys 70 cm. Tuolin kokonaisleveys 80 cm, SWL 230kg Mainittava tilattaessa.	8240300



Hoitotuoli Bruno

8210000-02

Hoitotuoli Bruno tuoli tarjoaa mukavan istuma-asennon käyttäjälleen, sekä helpottaa hoitohenkilöstön työskentelyä. Hoitotoimenpiteet suoritetaan ergonomisessa työasennossa ja katsekontaktissa potilaan kanssa, korkealla istuinkorkeudella. Istuinkulman kallistaminen taaksepäin helpottaa hoitotoimenpiteitä ja taakse kallistunut asento toimii hyvin myös lepoasentona. Istuinkulmaa eteen kallistamalla ja istuinkorkeutta ylös säätämällä voidaan helpottaa tuolista jalkeille nousemista. Säädot ovat sähköiset. Hoitotuoli Bruno säätyy lepoasentoon, mutta avustaa myös seisomaan nousussa. Hoitotuoli Bruno soveltuu käytettäväksi esimerkiksi:

- Istuimena hoivayksiköissä sekä sairaalaosastoilla
- Istuimena päiväkirurgian yksiköissä tai heräämöissä
- Hoitotuolina poliklinikkayksiköissä tai päivystyksissä
- Hoitotuolina syöpähoitoyksiköissä

Tuotetiedot

Istuinkorkeus	45 – 73 cm
Istuinleveys	50 cm
Istuinsyvyys	45 cm
Kokonaisleveys	60 cm
Kokonaispituus (istuin vakioasennossa / taakse kallistettuna)	84 cm / 129,5 cm
Kokonaiskorkeus (istuin vakioasennossa / taakse kallistettuna)	134 – 160 cm / 90-116,5 cm
Pyörät, keskuslukittavat	ø 125 mm
Potilaan maksimi paino	230kg



Hoitotuoli Bruno

Ominaisuuudet



Sähkötoiminen
istuinkulman
kallistus



Sähkötoiminen
istuinkulman kallistus



Säätituen manuaalinen
kulmasäätö



Käsiohjaimen
toiminnot



Käsituen
Korkeussäätö




Käsituki kääntyy
taakse



Jalkatuki, istuimen
alle työnnettävä



Jarrupoljin



Hoitotuoli Bruno

Lisävarusteet

Tuote	Tuotenumero
Pöytälevy	8040100
Pöytälevyn pehmuste	
Laventeli	8040200
Lime	8040200L
Antrasiitti	8040200A
Sivutuet istuinosaan	8040501
Tippateline 140-220 cm	8040600
Ylävartalon sivuttaistuki	
Laventeli	8040700
Lime	8040700L
Antrasiitti	8040700A
Asennon tukityyny	6040119
Vaihtopäällinen	6040122
Lantion tukivyö	
Pestävä	1200000
Pyyhittävä	121000
Ylävartalon tuki	
Koko 1 pituus 186 cm	1300010
Koko 2 pituus 240 cm	1300000
Vaihtoakku Bruno	8050001



Erityishoitotuoli VELA

VE87213

Tanskalaisen Vermun Larsenin valmistama, sairaala- ja klinikkakäyttöön suunniteltu erityishoitotuoli tarjoaa viimeisteltyä designia ja monipuolisia sähkötoimisia säätöjä.

Mukava lepoasento hoidon ajaksi tai operaation jälkeen

Trendelenburgin asento / elvytysasento

Seisomaan nousua avustava sähköinen toiminto

Sähkötoiminen tuolin korkeussäätö

Helposti korkeussäädettävät käsituet – säätävät matalimmillaan istuimen tasolle, jolloin myös sivukautta tuoliin siirtyminen onnistuu

Säädettävä niskatuki

Keskuslukittavat pyörät

Erityisesti terveydenhuollon vaativaan käyttöön suunniteltu Cotting Groupin Magic Premium verhoilu on helposti puhdistettavaa materiaalia ja hyvin hankausta kestävä (500 000 Martindale)

Tuotetiedot

Istuimen koko lev x syv	52 x 51 cm
Selkäosan koko lev x kork	45 x 51 cm
Päätuen koko lev x kork	55 x 33 cm
Käsitukien koko lev x pit	13 x 56 cm
Ulkomitat	180 x 81 cm
Istuinkorkeuden säätö	47 – 85 cm
Selkäosan kulmasäätö	43° (110-153°)
Tuolin paino	91 kg
Pyörien koko	100 mm,
Maksimi käyttäjän paino	140 kg
Käyttöikä, mikäli vuosihuollot suoritettu	5 vuotta (käyttöaika 8 h / vrk)



Erityishoitotuoli VELA

Esimerkkejä toiminnasta



Istuinkorkeuden säätö mahdollistaa istumisen tukevasti jalat lattiaan tukeutuen. Jalkatuki säätyy automaattisesti istuinkulman mukana.



Sähkötoiminen korkeudensäätö lisää hoitajan ergonomiaa, sekä mahdollistaa katsekontaktin potilaan ja hoitajan välille.



Tuoli säätyy tarvittaessa trendelenburgin asentoon käsiohjaimen yhdellä painikkeella. Asento saavutetaan 20 sekunnissa, lähtöasennosta riippuen.



Istuinkulman kallistus eteen helpottaa potilasta siirtämään painon jaloilleen.



Pitkät, tukevut käsituot yhdessä seisomaan nousua avustavan toiminnon kanssa mahdollistavat potilaan jalkeille nousemisen. Tuoli pysyy hyvin paikoillaan istuutumisen ja seisomaannousun aikana keskustelukittavien pyörien ansiosta.



Erityishoitotuoli VELA

Käsiohjain - Toimintopainikkeet

- 1a) tuolin korkeuden säätäminen ylöspäin
- 1b) tuolin korkeuden säätäminen alaspäin
- 2a) säätää tuolin seisomaan nousua avustavaan asentoon
- 2b) säätää tuolin lepoasentoon
- 3a) selkäosan kallistaminen eteenpäin
- 3b) selkäosan kallistaminen taaksepäin
- 4a) palauttaa tuolin neutraaliin istuma-asentoon
- 4b) kallistaa tuolin trendelenburgin asentoon



Verhoilun Väri vaihtoehdot



*värisävyn tarkkuus esitteessä riippuu näytöstä/tulostimesta.

Pehmuste & Verhoilu

Pehmuste: Ökö-Tex merkitty

Verhoilu: Verta ja virtsaa kestävä (EN 12720)

Bioyhteensopivuus (ISO 10993-10:2014)

Palosuoja: BS 5852 Crib 5, B2 (DIN 4102), EN 1021.1-2

Pinta: 68 % PU, 32 % Puuvilla

Tausta: 100 % puuvilla

Monitoimituoli Ottfried Mobilizer

7020408

Ottfried Mobilizer mahdollistaa potilaan varhaisen kuntoutuksen tehohoidossa tai vaativan kuntoutuksen yksikössä. Se mahdollistaa asennon vaihtamisen makuuasennosta istuma-asentoon. Tuolin säädöt tapahtuvat sähkötoimisesti, käsiohjaimen painikkeita painamalla. Sähkötoimiset säädöt helpottavat juuri oikean asennon löytymistä ja niiden pehmeät liikkeet antavat potilaalle turvallisen tunteen. Tuolin korkeutta säätämällä hoitohenkilöstö voi työskennellä samalla tasolla ja katsekontaktissa potilaan kanssa, tarjoten potilaalle yhteyden ympäristöönsä, säilyttäen samalla omat ergonomiset työasennot.

Tuolin patentoitu pituuskompensaatiomekanismi estää keskivartaloa puristumasta kasaan, kun tasoa säädetään istuma-asentoon. Toiminnolla on painehaavaumia ennaltaehkäisevä vaikutus. Tason pehmustemateriaalina on viskoelastinen, kehon painon ja lämmön mukaan muovautuva vaahto, joka tasaa painetta kehon painepisteiden alta eri asennoissa. Potilaan jalat tukeutuvat yhtenäiselle jalkatuelle, joka voidaan kääntää siirtymisten ajaksi pois tieltä pohjapehmusteen alle. Säärimitta on säädettävissä potilaan pituuden mukaan sähkötoimisesti käsiohjaimella.

Tuotetiedot

Istuin-/makuutasen korkeus, cm	58-80
Kokonaisleveys, cm	60
Kokonaispituus makuuasennossa, cm	190
Istuinleveys, cm	57
Potilaan pituussuositus, cm	155-190
Potilaan maksimipaino, kg	250
Akut	24 V, 4,5 Ah
Pyörät, keskuslukittavat	ø150mm
Akut	24 V, 4,5 Ah



Monitoimituoli Ottfried Mobilizer

Ominaisuudet

Ottfried Mobilizer säätyy täysin **makuuasentoon**, mahdollistaen

- helpon ja turvallisen siirtymisen sängystä tason päälle ja takaisin
- nopean ja turvallisen paluun takaisin makuulle tai elvytysasentoon, potilaan tilan heiketessä äkisti.





Lisäosakiskot



Leveämpi istuinleveys

Ottfried Mobilizer® monitoimituoli voidaan tilata myös leveämmällä selkä-, istuin ja sääriosalla. Tällöin pehmusteiden leveys on 65 cm (vakio 55 cm) ja tuolin kokonaisleveys on 79,5 cm.

Nimike: 6040117



Ottfried Mobilizer säätyy erilaisiin **istuma-asentoihin**, mahdollistaen Vaiheittaisen painon siirron Seisomaannousun harjoittelun Orientoitumisen ympäristöön Vireystilan kohentumisen


Monitoimituoli Ottfried Mobilizer

Vakiovarustus

- Keskuslukittavat pyörät ja suuntalukituspyörä
- Ladattava akku ja latausasema, sekä vaihtoakku. Vaihtoakku mahdollistaa laitteen yhtäjaksoisen käytön. Akku on helppo vaihtaa käyttäjän toimesta. Akku sijaitsee selkäosan takana ja se irttaa pidikkeestään kevyesti vetämällä.
- Pöytälevy pikakiinnityksellä
- Päätuoli: muotoillun päätuen korkeutta voidaan säätää helposti liu'uttamalla.
- Kiinnityspaikat lepositeille

Valittavissa olevat lisäominaisuudet

Pöytälevy	6040204
Pöytälevyn pehmuste	
Laventeli	543402
Lime	543402L
Antrasiitti	643402A
Tippateline 140-220 cm	6040202
Lantioremmi	
Laventeli	6040109
Lime	6040109L
Antrasiitti	6040109A
Asennon tukityyny	6040119
Vaihtopäällinen	6040122
Liukulevyypari FlexiBoard	PM-5040
Ilmakennotyyny istuinosaan	



Monitoimituoli Medior Mobilizer

6020404

Medior mahdollistaa potilaan varhaisen kuntoutuksen tehohoidossa tai vaativan kuntoutuksen yksikössä. Se mahdollistaa asennon vaihtamisen makuuasennosta istuma-asennon kautta seisoma-asentoon. Tuolin liikkeet mukailevat luonnollista liikemallia istuma-asennosta seisomaan, antaen potilaalle tutun ja turvallisen tunteen. Tuolin korkeutta säätämällä hoitohenkilöstö voi työskennellä samalla tasolla ja katsekontaktissa potilaan kanssa, tarjoten potilaalle yhteyden ympäristöönsä, säilyttäen samalla omat ergonomiset työasennot.

Tuolin patentoitu pituuskompensaatiomekanismi estää keskivartaloa puristumasta kasaan, kun tasoa säädetään istuma-asentoon. Toiminnolla on painehaavaumia ennaltaehkäisevä vaikutus. Tason pehmustemateriaalina on viskoelastinen, kehon painon ja lämmön mukaan muovautuva vaahto, joka tasaa painetta kehon painepisteiden alta eri asennoissa. Potilaan jalat tukeutuvat yhtenäiselle jalkatuelle, joka voidaan kääntää siirtymisten ajaksi pois tieltä pohjapehmusteen alle. Säärimitta on säädettävissä potilaan pituuden mukaan.

Tuotetiedot

Potilaan max. Paino	250 kg
Potilaan pituussuositus	155 – 190 cm
Istuin-/makuutason korkeus	66-89 cm
Seisoma-asennon kulma	90°
Kokonaispituus makuuasennossa	190 cm
Istuinleveys	57 cm
Trendelenburg säätö	10°
Pyörä, keskuslukittavat	Ø150 mm
Akut	24 V, 4.5 Ah
Takuu	2 vuotta



Monitoimituoli Medior Mobilizer

Ominaisuudet



Medior Mobilizer säättyy erilaisiin **istuma-asentoihin**, mahdollistaen Vaiheittaisen painon siirron istuinluille ja jaloille
Orientoitumisen ympäristöön
Vireystilan kohentumisen



Medior Mobilizer säättyy täysin **makuuasentoon**, mahdollistaen

- helpon ja turvallisen siirtymisen sängystä tason päälle ja takaisin
- nopean ja turvallisen paluun takaisin makuulle tai elvytysasentoon, potilaan tilan heiketessä äkisti



Medior Mobilizer säättyy täyteen **seisoma-asentoon**, mahdollistaen Orientoitumisen ympäristöön
Painon siirtämisen jalkojen varaan turvallisesti
Pystyasennon positiiviset vaikutus hengitys- ja verenkiertoelimistölle



Monitoimituoli Medior Mobilizer


Vakiovarustus



- Keskuslukittavat pyörät ja suuntalukituspyörä
- CPR-hätälaskutoiminto
- Ladattava akku ja latausasema, sekä vaihtoakku. Vaihtoakku mahdollistaa laitteen yhtäjaksoisen käytön. Akku on helppo vaihtaa käyttäjän toimesta. Akku sijaitsee selkäosan takana.
- Pöytälevy pikakiinnityksellä sekä käsitukien korkeuden lukitus. Mahdollistaa pöytälevyn käytön myös seisoma-asennossa.
- Päätuoli ja pehmustetut vyöt: muotoiltu päätuoli, rintakehäremmi, lantioiremmi ja jalkaremmi. Voiden lisäksi varustukseen kuuluu alaraajojen tukityyny
- Tippateline, joka on säädettävissä 140-225 cm korkeudelle.

Monitoimituoli Medior Mobilizer

Lisävarusteet



Leveämpi istuinleveys

Medior Mobilizer® monitoimituoli voidaan tilata myös leveämmällä selkä-, istuin ja sääriosalla. Tällöin pehmusteiden leveys on 65 cm (vakio 55 cm) ja tuolin kokonaisleveys on 79,5 cm.

Nimike: 6040117



Tärisevä jalkalauta neurologiseen stimulointiin & rehamate kosketusnäyttö

Medior Mobilizer® monitoimituoli voidaan varustaa tärinää aikaansaavalla jalkalaudalla. Värähtelymoduuli saa aikaan mekaanista tärinää, jota voidaan säätää 10 – 55 Hz välillä. Tärinän lisääminen varhaiseen mobilisointiin lisää potilaan valppautta, vahvistaa lihaksia, ehkäisee keuhkokuumetta ja laskimotukoksia

Nimike: 6040303



TULOSSA!


Rehamate tallentaa potilaskohtaisesti istuma- ja seisomaterapian asennot ja kestot. Rehamate sisältää kosketusnäytön tuolin toimintojen käyttämiseen, sekä tuolin käyttötietojen viennin potilastietojärjestelmään (LAN-, WLAN-, tai USB-liitännän kautta)

Vakiovärit

Arne, Bruno, Ottfried sekä Medior




Lime-Antrasiitti
Päälipuoli lime, tyynyn tausta
antrasiitti




Laventeli-Antrasiitti
Päälipuoli laventeli, tyynyn tausta
antrasiitti


Lisähintaiset värivaihtoehdot




Lemon




Kiwi



Oranssi



Punainen



Vaalean sininen



Tumman sininen



Antrasiitti

Erikoisväri

- Lisäkustannus
- Toimitusaika n. 12 vkoa (normaali n. 8 vkoa)
- Vapaasti valittavissa väriyhdistelmä (tyynyn etupuolen väri + takapuolen väri)

Työtuolit

Työtuolia valittaessa on tärkeää miettiä käyttäjien mittasuhteiden lisäksi käyttöympäristön vaatimuksia ja suoritettavien työtehtävien erityispiirteitä.

VELAn istuinratkaisut suunnitellaan ja valmistetaan Tanskan Aalborgissa. VELA Medical on erikoistunut valmistamaan tuoleja terveydenhuollon erilaisten yksiköiden, henkilökunnan erityistarpeisiin.

VELA Medical työtuoliratkaisut

Mallin valinta

Jakkarat ja satulatuolit

VELA Medical jakkaroita on saatavana eri mallisilla istuimilla. Valittavissa on vaihtoehtoja käsi- tai jalkasäädöllä. Osassa malleista on lanneselkää tukeva selkänoja.

Jakkara- tai satulatuoli valitaan käyttöön usein, kun halutaan tauottaa tavallisella työtuolilla istumista tai seisoma-asennossa työskentelyä päästä lähelle potilasta tai työskentelytasoa tai -laitetta liikkuu ketterästi tuolilla potkutellen

Istuma-seisomatuet

VELA Medical istuma-seisomatukia on saatavana eri mallisilla istuimilla. Valittavissa on vaihtoehtoja käsi- tai jalkasäädöllä. Istuma-seisomatuissa on aina kapea lanneselkää tukeva ja yläraajoille vapaat liikkeet mahdollistava selkänoja. Istuma-seisomatuki valitaan käyttöön usein, kun halutaan tauottaa tavallisella seisoma-asennossa työskentelyä päästä lähelle potilasta tai työskentelytasoa tai -laitetta

Työtuolit erityisvaatimuksin

VELA Medical Support Plus on esimerkki työtuolista, joka on suunniteltu terveydenhuollon erityisvaatimuksiin. Tuolin ainutlaatuinen selkäosa, sähkötoimiset säädöt ja jarrut, sekä kyynärvarrtta tukevat käsituot tekevät siitä tarkkuutta vaativiin tehtäviin sopivan ratkaisun.



VELA Medical työtuoliratkaisut

Helppo käyttää, helppo puhdistaa

Ratkaisut on suunniteltu kestäämään kovaa käyttöä ja vastaamaan terveydenhuollon korkean hygieniatason vaatimuksiin.

Verhoiluvaihtoehdot

Illusion

Illusion täyttää terveydenhuollon puhdistusvaatimukset ja on Ökötex-sertifioitu. Illusion voidaan puhdistaa 75 % etanolilla ja se kestää klooridesinfiointin (aktiivista klooria sisältävä desinfiointi 5 000 ppm asti). Illusionin pinta ei ole liukas istua. Illusion on Nevotexin luoma tekstiili.

Väri vaihtoehtot:    

Compound

Compound täyttää kaikki terveydenhuollon puhdistusvaatimukset. Compound on valmistettu 100 %:sti polyuretaanista. Se voidaan puhdistaa 70-85 % etanolilla ja se kestää klooridesinfiointin (aktiivista klooria sisältävä desinfiointi 1 000 – 1 200 ppm asti). Compound pinta ei ole liukas tai hiostava istua.

Compound on Maharam Design Studion luoma tekstiili.

Väri vaihtoehtot:      

Skai – ei kerää staattista sähköä



Skai on antistaattinen valinta istuimen materiaaliksi. Skai on hyvin hankausta kestävää keinonahka (90 % PVC/10 % CO/PES-neulottu kangas). Puhdistus yleispuhdistusaineella (pH 8-10) desinfiointi esimerkiksi Oxivir/Apowipe pyyhkeillä (vetyperoksidipohjaiset desinfiointiaineet).

Väri vaihtoehtot: 



Jakkaramallit VELA Medical

Työtuoli VELA Medical Samba 410

- Jakkaramalli pehmeällä, keskivartalon lihaksia aktivoivalla istuimella.
- Korkeudensäätö kaasujousella, säätökahva istuimen alla.
- Istuinkorkeus 46-66 cm
- Pyörät 5x50mm tuplapyörät, pehmeät, tarkoitettu koville lattioille
- SWL: 95 kg
- Verhoiluvaihtoehdot:
- Illusion (punainen, tumma harmaa, musta, petrolin sininen)*
- Compound (beige, punainen, oranssi, tummansininen, musta, vaalean harmaa)*

*verhoilun tai värin valinta ei vaikuta hintaan, ilmoita väri tilatessa



Työtuoli VELA Medical Samba 530

- Jakkaramalli tasaisella satulanmuotoisella istuimella.
- Korkeudensäätö kaasujousella, joko käsikahvalla tai jalkasäätörenkaalla.
- Istuinkorkeus 38-48 cm (käsisäätö) tai 48-67 cm (jalkasäätö)
- Pyörät 5x50mm tuplapyörät, pehmeät, tarkoitettu koville lattioille
- SWL: 125 kg
- Verhoiluvaihtoehdot:
- Illusion: (punainen, tumma harmaa, musta, petrolin sininen)*
- Compound (beige, punainen, oranssi, tummansininen, musta, vaalean harmaa)*
- Antistaattinen Skai keinonahka (musta)*

*verhoilun tai värin valinta ei vaikuta hintaan, ilmoita väri tilatessa



VELA Medical jakkaramallit

Työtuoli VELA Medical Samba 500

- Jakkaramalli tasaisella, pyöreällä istuimella.
- Korkeudensäätö kaasujousella, joko käsikahvalla tai jalkasäätörenkaalla.
- Istuinkorkeus 44-64 cm (käsisäädöllä) / 48-67 tai 55-81 cm (jalkasäädöllä)
- Pyörät 5x50mm tuplapyörät, pehmeät, tarkoitettu koville lattioille
- SWL: 125 kg
- Verhoiluvaihtoehdot:
- Illusion (punainen, tumma harmaa, musta, petrolin sininen)*
- Compound (beige, punainen, oranssi, tummansininen, musta, vaalean harmaa)*
- Antistaattinen Skai keinonahka (musta)*

*verhoilun tai värin valinta ei vaikuta hintaan, ilmoita väri tilatessa

Työtuoli VELA Medical Samba 520

- Jakkaramalli tasaisella, pyöreällä istuimella ja lanneselkää tukevalla selkäosalla
- Korkeudensäätö kaasujousella, joko käsikahvalla tai jalkasäätörenkaalla.
- Istuinkorkeus 44-64 cm (käsisäädöllä) / 48-67 tai 55-81 cm (jalkasäädöllä)
- Pyörät 5x50mm tuplapyörät, pehmeät, tarkoitettu koville lattioille
- SWL: 125 kg
- Verhoiluvaihtoehdot:
- Illusion (punainen, tumma harmaa, musta, petrolin sininen)*
- Compound (beige, punainen, oranssi, tummansininen, musta, vaalean harmaa)*
- Antistaattinen Skai keinonahka (musta)*

*verhoilun tai värin valinta ei vaikuta hintaan, ilmoita väri tilatessa



Satulatuolit VELA Medical

Satulatuoli VELA Medical Samba 400

- Satulatuoli tukee aktiiviseen istuma-asentoon, lonkkakulman jäädessä avoimeksi.
- Korkeudensäätö kaasujousella, joko käsikahvalla tai jalkasäätörenkaalla.
- Istuinkorkeus 48-67 cm (käsisäädöllä) / 48-67 tai 55-81 cm (jalkasäädöllä)
- Pyörät 5x50mm tuplapyörät, pehmeät, tarkoitettu koville lattioille
- SWL: 125 kg
- Verhoiluvaihtoehdot:
- Illusion (punainen, tumma harmaa, musta, petrolin sininen)*
- Compound (beige, punainen, oranssi, tummansininen, musta, vaalean harmaa)*
- Antistaattinen Skai keinonahka (musta)*
- *verhoilun tai värin valinta ei vaikuta hintaan, ilmoita väri tilatessa

Työtuoli VELA Medical Samba 420

- Satulatuoli tukee aktiiviseen istuma-asentoon, lonkkakulman jäädessä avoimeksi. Korkeus- ja kulmasäädettävä selkätuki.
- Korkeudensäätö kaasujousella, joko käsikahvalla tai jalkasäätörenkaalla.
- Istuinkorkeus 48-67 cm (käsisäädöllä) / 48-67 tai 55-81 cm (jalkasäädöllä)
- Pyörät 5x50mm tuplapyörät, pehmeät, tarkoitettu koville lattioille
- SWL: 125 kg
- Verhoiluvaihtoehdot:
- Illusion (punainen, tumma harmaa, musta, petrolin sininen)*
- Compound (beige, punainen, oranssi, tummansininen, musta, vaalean harmaa)*
- Antistaattinen Skai keinonahka (musta)*
- *verhoilun tai värin valinta ei vaikuta hintaan, ilmoita väri tilatessa



Istuma-seisomatuet **VELA Medical**

Työtuoli VELA Medical Samba 110

- Istuma-seisomatuki. Istuimen etureuna edestä alas kaarrettu, jalkojen välissä KAP-kohouma estää lantiota liukumasta istuimelta.
- Korkeudensäätö kaasujousella, joko käsikahvalla tai jalkasäätörenkaalla.
- Istuinkorkeus 60-86 cm (käsisäädöllä) / 48-67 tai 55-81 cm (jalkasäädöllä)
- Pyörät 5x50mm tuplapyörät, pehmeät, tarkoitettu koville lattioille
- SWL: 125 kg
- Verhoiluvaihtoehdot:
- Illusion (punainen, tumma harmaa, musta, petrolin sininen)*
- Compound (beige, punainen, oranssi, tummansininen, musta, vaalean harmaa)
- Antistaattinen Skai keinonahka (musta)*
- *verhoilun tai värin valinta ei vaikuta hintaan, ilmoita väri tilatessa

Työtuoli VELA Medical Samba 120

- Istuma-seisomatuki. Istuin tasainen, satulan mallinen MIDI-istuin.
- Korkeudensäätö kaasujousella, joko käsikahvalla tai jalkasäätörenkaalla.
- Istuinkorkeus 60-86 cm (käsisäädöllä) / 48-67 tai 55-81 cm (jalkasäädöllä)
- Pyörät 5x50mm tuplapyörät, pehmeät, tarkoitettu koville lattioille
- SWL: 125 kg
- Verhoiluvaihtoehdot:
- Illusion (punainen, tumma harmaa, musta, petrolin sininen)*
- Compound (beige, punainen, oranssi, tummansininen, musta, vaalean harmaa)*
- Antistaattinen Skai keinonahka (musta)*
- *verhoilun tai värin valinta ei vaikuta hintaan, ilmoita väri tilatessa



Työtuolit VELA Medical

Työtuoli VELA Medical Samba 150

- Työtuoli tasaisella, etureunasta pyöristetyllä S150 istuimella ja lanneselkää tukevalla selkäosalla.
- Korkeudensäätö kaasujousella, joko käsikahvalla tai jalkasäätörenkaalla.
- Istuinkorkeus 44-64 cm (käsisäädöllä) / 48-67 tai 55-81 cm (jalkasäädöllä)
- Istuimen koko: 46x32 cm
- Selkäosan koko: 22x29 cm
- Pyörät 5x50mm tuplapyörät, pehmeät, tarkoitettu koville lattioille
- SWL: 125 kg
- Verhoiluvaihtoehdot:
- Illusion (punainen, tumma harmaa, musta, petrolin sininen)*
- Compound (beige, punainen, oranssi, tummansininen, musta, vaalean harmaa)*
- Antistaattinen Skai keinonahka (musta)*

*verhoilun tai värin valinta ei vaikuta hintaan, ilmoita väri tilatessa

Työtuoli VELA Medical Assist Dental

- Satulatuoli selkäosalla ja kyynärvarsituilla tukee asentoa, kun työskennellään kädet etäällä kehosta. Kapea selkäosa jättää tilaa liikuttaa yläraajoja vapaasti.
- Korkeudensäätö 48-67 cm jalkarenkaalla.
- Selkäosa: 22x29 cm
- Ergorest säädettävät käsituet
- Pyörät 5x50mm tuplapyörät, pehmeät, tarkoitettu koville lattioille
- SWL: 125 kg
- Verhoiluvaihtoehdot:
- Illusion (punainen, tumma harmaa, musta, petrolin sininen)*
- Compound (beige, punainen, oranssi, tummansininen, musta, vaalean harmaa)*
- Antistaattinen Skai keinonahka (musta)*

*verhoilun tai värin valinta ei vaikuta hintaan, ilmoita väri tilatessa



Työtuolit VELA Medical

Työtuoli VELA Medical Latin 100

- Työtuoli tasaisella, etureunasta pyöristetyllä istuimella ja lanneselkää tukevalla selkäosalla.
- Korkeudensäätö kaasujousella, joko käsikahvalla tai jalkasäästörenkaalla.
- Istuinkorkeus 44-64 cm (käsisäädöllä) / 48-67 tai 55-81 cm (jalkasäädöllä)
- Istuimen koko: 44x44 cm
- Selkäosan koko: 37x30 cm
- Pyörät 5x50mm tuplapyörät, pehmeät, tarkoitettu kovalle lattioille
- SWL: 125 kg
- Verhoiluvaihtoehdot:
- Illusion (punainen, tumma harmaa, musta, petrolin sininen)
- Compound (beige, punainen, oranssi, tummansininen, musta, vaalean harmaa)*
- Antistaattinen Skai keinonahka (musta)*
- *verhoilun tai värin valinta ei vaikuta hintaan, ilmoita väri tilatessa



Työtuoli VELA Medical Latin 300

- Satulatuoli edestä avoimella "Knee Seat" -istuimella
- Korkeudensäätö 44-64 (käsisäädöllä) / 48-67 tai 55-81 cm (jalkasäädöllä).
- Istuin (LxS): 46x40 cm
- Selkäosa: 37x30 cm
- Pyörät 5x50mm tuplapyörät, pehmeät, tarkoitettu kovalle lattioille
- SWL: 125 kg
- Verhoiluvaihtoehdot:
- Illusion (punainen, tumma harmaa, musta, petrolin sininen)*
- Compound (beige, punainen, oranssi, tummansininen, musta, vaalean harmaa)*
- Antistaattinen Skai keinonahka (musta)*
- *verhoilun tai värin valinta ei vaikuta hintaan, ilmoita väri tilatessa

VELA Medical **erikoistarpeisiin**

Työtuoli VELA Medical Support

- kirurgien käyttöön tarkoitettu tuoli, joka on suunniteltu tukemaan ergonomista työskentelyasentoa erityisesti tarkkuutta vaativissa tehtävissä. Muotoiltu selkäosa antaa tukea aktiivisessa istuma-asennossa ja monipuolisesti säätävät käsituet tukevat kyynärvarsia.
- Istuinkorkeus 44-59 cm (käsisäädöllä)
- Selkäosa (Active M, LxK): 38x30 cm
- Istuin: 44x44 cm
- Pyörien lukitus jalkapolkimella
- Monipuolisesti säätävät käsituet
- SWL: 160 kg
- Verhoiluvaihtoehdot:
- Illusion (punainen, tumma harmaa, musta, petrolin sininen)*
- Compound (beige, punainen, oranssi, tummansininen, musta, vaalean harmaa)*
- Antistaattinen Skai keinonahka (musta)*
- *verhoilun tai värin valinta ei vaikuta hintaan, ilmoita väri tilatessa



Lisävarusteet

Lisävarusteet Samba tuoleihin

- Sopii malleihin: Latin 100, Latin 300
- Jalkatukirengas antaa lisätukea jaloille etenkin silloin, kun istutaan korkeammilla istuinkorkeuksilla ja jalat eivät ulotu lattiaan.
- Huom! Kun tuoli tilataan jalkatukirenkaalla, tulee tuoliin suurempi alusta tuolin tukevuuden takaamiseksi.
- HUOM! Ei yhteensopiva jalkakäyttöisen korkeussäädön kanssa



Lisävarusteet Latin tuoleihin

- Sopii malleihin: Latin 100, Latin 300
- Jalkatukirengas antaa lisätukea jaloille etenkin silloin, kun istutaan korkeammilla istuinkorkeuksilla ja jalat eivät ulotu lattiaan.
- Huom! Kun tuoli tilataan jalkatukirenkaalla, tulee tuoliin suurempi alusta tuolin tukevuuden takaamiseksi.
- HUOM! Ei yhteensopiva jalkakäyttöisen korkeussäädön kanssa



Kirurgin työtuoli VELA Support+

VELA Support+ työtuoli on kirurgien käyttöön tarkoitettu tuoli, joka on suunniteltu tukemaan kirurgin ergonomista työskentelyasentoa erityisesti tarkkuutta vaativissa tehtävissä. Ainutlaatuinen selkäosan muotoilu, monipuolisesti säätävät kyynärtuet, sekä jalkapainikkeilla hallittava sähkötoiminen korkeudensäätö helpottavat asennon vaihtamista ja hyvän työskentelyasennon löytymistä. Tuoli sopii helpon puhdistettavuutensa ja antistaattisten verhoilukankaiden ja pyörien ansiosta hyvin sairaalaympäristökäyttöön. Korkeudensäädön ja jarrujen hallinta jalkapainikkein mahdollistavat tuolin käytön steriilissä ympäristössä.

Support+ työtuolin 4-pyöräinen alusta ja alas laskettu jalustan muotoilu tekevät tuolista erittäin tukevan myös korkeammilla istuinkorkeuksilla. Alustan edestä avoin muotoilu jättää jaloille hyvin tilaa ja mahdollistaa pääsyn laitteiden ja leikkauspöytien lähelle. Sähkötoiminen jarru lukitsee kaikki 4 pyörää, joten tuoli pysyy tarvittaessa tukevasti paikoillaan.

Uniikki kaksiosainen selkäosa on säädettävissä erikseen lanneselän ja yläselän osalta. Selkäosa tukee näin erinomaisesti myös aktiivisessa, eteen nojautuneessa istuma-asennossa. Kyynärvarsitukien korkeutta, kulmaa ja etäisyyttä voidaan säätää. Tarkkuutta vaativia tehtäviä suoritettaessa hartiat pysyvät rentoina, kun kyynärvarret lepäävät tukia vasten.



Kirurgin työtuoli VELA Support+

Erityisominaisuudet

- Sähkötoiminen korkeussäätö jalkapainikkeilla
- Sähkötoiminen jarru lukitsee kaikki 4 pyörää. Jarrupainikkeet helposti löydettävissä alustan etuosassa
- Akun varauksenosoitin
- Syvyys-, leveys-, kulma- ja korkeussäädettävät kyynärvarsituet
- Tukeva ja kevyesti liikuteltava
- Helposti puhdistettavat, antistaattiset materiaalit

Tuotetiedot

Istuinkorkeus, sähkötoiminen, säätö jalkapainikkeilla	44,5 – 64,5 cm
Selkäosa, malli, koko	ALB S-koko, 39x39 cm
Istuinosa, malli, koko	Active L-istuin, 47x47 cm
Käsituen pehmuste	11x38 cm
Syvyys-, leveys-, kulma ja korkeussäädettävät käsituet, korkeussäätö, cm	23 cm
Käsitukien etäisyys toisistaan, säädettävä	38-52 cm
Käsitukien verhoilu	Antistaattinen, musta keinonahka
Tuolin paino	35 kg
Pyörien halkaisija	100 mm
Alustan koko	55 x 55 cm
CE-merkintä	(EU) 2017/745
EMC-testaus	IEC 60601-1-2
IP-suojaluokka	IP21

Tilaustiedot:

myynti@respecta.fi

0207 649 748*