

Kevennyshoidon tuoteratkaisut





Valmispohjallinen Treatment

6668

Muotoiltu Treatment pohjallinen antaa kevyen tuen pitkittäis- ja poikittaiskaarelle. Pohjallinen soveltuu diabeetikon jalan kuormituksen tasaukseen. Pohjallisten runko on pehmeä ja ne ovat päällystetty umpisoluisella pehmustella, joka minimoi bakteerien kasvua. Pohjallisen pintaa voi puhdistaa ja desinfioida. Pohjallisia on mahdollista lämpömuokata ja hioa lisäkevennyksien valmistamista varten. Pohjallinen on 10 mm paksu ja siten soveltuu vaativimpien kevennysratkaisuiden valmistukseen.

Tukipohjalliset otetaan pois kengistä tuulettamaan käytön jälkeen. Vesipesu, mieto pesuaineliuos. Kosteat tukipohjalliset kuivatetaan huoneenlämmössä.

Nimike	Kengän koko
6668-36-3	36/37
6668-38-39	38/39
6668-40-41	40/41
6668-42-43	42/43
6668-44-45	44/45
6668-46-47	46/47



Valmispohjallinen Diabetic

6667

Muotoiltu Diabetic pohjallinen antaa kevyen tuen pitkittäis- ja poikittaiskaarelle. Pohjallinen soveltuu diabeetikon jalan kuormituksen tasaukseen. Pohjallisten runko on pehmeä ja ne ovat päällystetty umpisoluisella pehmustella, joka minimoi bakteerien kasvua. Pohjallisen pintaa voi puhdistaa ja desinfioida. Pohjallisia on mahdollista lämpömuokata ja hioa lisäkevennyksien valmistamista varten. Pohjallinen on 5 mm paksu ja soveltuu korvaamaan valmisjalkineen pohjallista.

Tukipohjalliset otetaan pois kengistä tuulettumaan käytön jälkeen. Vesipesu, mieto pesuaineliuos. Kosteat tukipohjalliset kuivatetaan huoneenlämmössä.

Nimike	Kengän koko
6667-36-3	36/37
6667-38-39	38/39
6667-40-41	40/41
6667-42-43	42/43
6667-44-45	44/45
6667-46-47	46/47



Komet

217R*

Hoitojalkineessa on jäykkä ulkopohja, joten paine jakautuu tasaisemmin jalkaterän alueella.

Jalkineen pehmeä pohjallinen ehkäisee painepiikkejä ja kengässä on vahvistettu kantapään alue.

Käyttökohteet:

- Edistää jalkaterä alueen haavojen paranemisprosessia
- Paineen keventäminen ja jakautuminen kävelysyklin aikana
- Leikkauksen jälkeinen hoito ja muiden alueen kuin nilkan ja jalkaterän alueen haavat

Valmistaja: Streifeneder / Embreis



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmavassa paikassa.

Voidaan käyttää molemmissa jaloissa sekä hoitojalkine on säädettävissä tarrakiinnityksen avulla yksilöllisesti.

Pitävä ja luistamaton ulkopohja
Jalkineen sisävuori sekä pohjallisen kangaspäällinen ovat antibakteerista materiaalia. Lisävarusteena saatavilla jalkaterän etuosan pehmeä varvassuojaja Velour -pinnoitettu pehmeä vaahtomuovipohjallinen.

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
217R1-S	Hoitojalkine Komet, koko S	35 – 36
217R1-M	Hoitojalkine Komet, koko M	37 – 38
217R1-L	Hoitojalkine Komet, koko L	39– 40
217R1-XL	Hoitojalkine Komet, koko XL	41 – 42
217R1-XXL	Hoitojalkine Komet, koko XXL	43 – 44
217R1-XXXL	Hoitojalkine Komet, koko XXXL	45 – 46
217R1-XXXXL	Hoitojalkine Komet, koko XXXXL	47 – 48
217R1-XXXXXL	Hoitojalkine Komet, koko XXXXXL	49 – 50

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
SAATAVANA OLEVAT LISÄVARUSTEET		
217R12	Pehmeä varvassuoja	S - XXXXXL
217R11	Vaihtopohjallinen	S – XXXXXL



217R12



217R11

Apollo

209R*

Post-operatiivinen hoitojalkine jäykistetyllä rullaavalla keinupohjalla. Keventää koko jalkaterään kohdistuvaa kuormitusta ja tukee jalkaterän asentoa kävelyn aikana

Jalkine ehkäisee painepiikkejä jalkapohjan alueella.

Käyttökohteet:

- Edistää jalkaterä alueen haavojen paranemisprosessia
- Paineen keventäminen ja jakautuminen kävelysyklin aikana
- Leikkauksen jälkeinen hoito ja muiden alueen kuin nilkan ja jalkaterän alueen haavat

Voidaan käyttää molemmissa jaloissa sekä hoitojalkine on säädettävissä tarrakiinnityksen avulla yksilöllisesti

Jalkineen sisävuori sekä pohjallisen kangaspäällinen ovat antibakteerista materiaalia.

Lisävarusteena saatavilla jalkaterän etuosalle pehmeä varvassuoja ja Velour-pinnoitettu pehmeä vaahtomuovipohjallinen.



Valmistaja: Streifeneder / Embreis



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmavassa paikassa.

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
209R1-S	Hoitojalkine Apollo, koko S	35 – 36
209R1-M	Hoitojalkine Apollo, koko M	37 – 38
209R1-L	Hoitojalkine Apollo, koko L	39– 40
209R1-XL	Hoitojalkine Apollo, koko XL	41 – 42
209R1-XXL	Hoitojalkine Apollo, koko XXL	43 – 44
209R1-XXXL	Hoitojalkine Apollo, koko XXXL	45 – 46
209R1-XXXXL	Hoitojalkine Apollo, koko XXXXL	47 – 48
209R1-XXXXXL	Hoitojalkine Apollo, koko XXXXXL	49 – 50

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
SAATAVANA OLEVAT LISÄVARUSTEET		
209R12	Pehmeä varvastuoja	S - XXXXXL
209R11	Vaihtopohjallinen	S - XXXXXL



209R12

209R11

Luna

210R*

Sandaalimainen hoitojalkine, jossa jäykistetty etuosalta pyöristetty hyvin rullaava ulkopohja. Korkea reuna varvasosalla suojaa varpaita

Jalkineessa on kolmiosaiset, keskenään erikokuiset irrotettavat ja muokattavat pohjalliset, jotka ehkäisevät jalkapohjan painepiikkejä

Käyttökohteet:

- Edistää jalkaterä alueen haavojen paranemisprosessia
- Paineen keventäminen ja jakautuminen kävelysyklin aikana
- Leikkauksen jälkeinen hoito ja muiden alueen kuin nilkan ja jalkaterän alueen haavat

Jalkineessa on vahvistettu ulkopohja sekä korkeampi varsi, joka antaa jalkaterälle paremman tuen ja suojan

Jalkineen sisävuori sekä pohjallisen kangaspäällinen ovat antibakteerista materiaalia.

Lisävarusteena saatavilla jalkaterän etuosan pehmeä varvassuojat ja tekstiilipinnoitetut pehmeät EVA-pohjalliset.



Valmistaja: Streifeneder / Embreis



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmastuvassa paikassa.

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
210R1-S	Hoitojalkine Luna, koko S	35 – 36
210R1-M	Hoitojalkine Luna, koko M	37 – 38
210R1-L	Hoitojalkine Luna, koko L	39– 40
210R1-XL	Hoitojalkine Luna, koko XL	41 – 42
210R1-XXL	Hoitojalkine Luna, koko XXL	43 – 44
210R1-XXXL	Hoitojalkine Luna, koko XXXL	45 – 46
210R1-XXXXL	Hoitojalkine Luna, koko XXXXL	47 – 48
210R1-XXXXXL	Hoitojalkine Luna, koko XXXXXL	49 – 50

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
SAATAVANA OLEVAT LISÄVARUSTEET		
210R12	Pehmeä varvassuoja	S - XXXXXL
210R11	Vaihtopohjalliset	S - XXXXXL



217R12



217R11

Trauma Shoe

MS0891

Hoitojalkineessa on jäykkä, etuosalta pyöristetty hyvin rullaava ulkopohja. Jalkine ehkäisee painepiikkejä jalkapohjan alueella.

Käyttökohteet:

- Edistää jalkaterä alueen haavojen paranemisprosessia
- Paineen keventäminen ja jakautuminen kävelysyklin aikana
- Leikkauksen jälkeinen hoito ja muiden alueen kuin nilkan ja jalkaterän alueen haavat

Pehmustettu kengänpäällinen ja sisävuori. Jalkineen ulkopohjassa on paranneltu liukastumisen esto.

Voidaan käyttää molemmissa jaloissa sekä hoitojalkine on säädettävissä tarrakiinnityksen avulla yksilöllisesti.

Jalkineen tukeva kiinnitys estää jalkaterän liukumisen kengän sisällä. Jalkine on avattavissa kokonaan, jolloin pukeminen helpottuu.

Jalkineen sisävuori sekä pohjallisen kangaspäällinen ovat antibakteerista materiaalia.

Valmistaja: Klaveness



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmastuvassa paikassa.

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
MS0891-XS-222	TRAUMA SHOE. (1 PCS L/R)	UNISEX 38-39
MS0891-S-222	TRAUMA SHOE. (1 PCS L/R)	UNISEX 40-41
MS0891-M-222	TRAUMA SHOE. (1 PCS L/R)	UNISEX 44-45
MS0891-L-222	TRAUMA SHOE. (1 PCS L/R)	UNISEX 44-45
MS0891-XL-222	TRAUMA SHOE. (1 PCS L/R)	UNISEX 46-47
LISÄVARUSTE	TRAUMA INSOLE	
MS 0960		



Uranus

204R*

Hoitojalkineessa on jäykkä, etuosalta pyöristetty hyvin rullaava ulkopohja. Jalkine ehkäisee painepiikkejä jalkapohjan alueella.

Käyttökohteet:

- Edistää jalkaterä alueen haavojen paranemisprosessia
- Paineen keventäminen ja jakautuminen kävelysyklin aikana
- Leikkauksen jälkeinen hoito ja muiden alueen kuin nilkan ja jalkaterän alueen haavat

Pehmustettu kengänpäällinen ja sisävuori. Jalkineen ulkopohjassa on paranneltu liukastumisen esto.

Voidaan käyttää molemmissa jaloissa sekä hoitojalkine on säädettävissä tarrakiinnityksen avulla yksilöllisesti.

Jalkineen tukeva kiinnitys estää jalkaterän liukumisen kengän sisällä. Jalkine on avattavissa kokonaan, jolloin pukeminen helpottuu.

Jalkineen sisävuori sekä pohjallisen kangaspäällinen ovat antibakteerista materiaalia. Lisävarusteena saatavilla Velour-pinnoitettu pehmeä vaahtomuovipohjallinen.

Valmistaja: Streifeneder / Embreis



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C.
Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmavassa paikassa.

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
204R1-S	Hoitojalkine Uranus, koko S	35 – 36
204R1-M	Hoitojalkine Uranus, koko M	37 – 38
204R1-L	Hoitojalkine Uranus, koko L	39 – 40
204R1-XL	Hoitojalkine Uranus, koko XL	41 – 42
204R1-XXL	Hoitojalkine Uranus, koko XXL	43 – 44
204R1-XXXL	Hoitojalkine Uranus, koko XXXL	45 – 46
204R1-XXXXL	Hoitojalkine Uranus, koko XXXXL	47 – 48
204R1-XXXXXL	Hoitojalkine Uranus, koko XXXXXL	49 – 50

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
SAATAVANA OLEVAT LISÄVARUSTEET		
204R12	Vaihtopohjallinen	S – XXXXXL



204R12



Neptun

214R*

Post-operatiivinen hoitojalkine. Hoitojalkinetta voidaan pitää siteiden päällä ja samalla kenkä suojaa kylmältä ja märältä säältä. Hoitojalkine ympäröi koko jalkaterän sekä pehmustettu pohjallinen estää painepiikkejä jalkapohjan alueella.

Käyttökohteet:

- Edistää jalkaterä alueen haavojen paranemisprosessia
- Paineen keventäminen ja jakautuminen kävelysyklin aikana
- Leikkauksen jälkeinen hoito ja muiden alueen kuin nilkan ja jalkaterän alueen haavat

Jalkineessa on vahvistettu pohja sekä korkeampi varsi, joka antaa jalkaterälle paremman tuen ja suojan.

Jalkineen tukeva tarrakiinnitys estää jalkaterän liukumisen kengän sisällä. Jalkine on kokonaan avattava, mikä helpottaa pukemista.

Jalkineen sisävuori sekä pohjallisen kangaspäällinen ovat antibakteerista materiaalia. Lisävarusteena saatavilla Velour-pinnoitettu pehmeä vaahtomuovipohjallinen.


Valmistaja: Streifeneder / Embreis



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C.
Venyttä tarvittaessa oikeaan mittaun kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmastavassa paikassa.

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
214R1/36	Hoitojalkine Neptun 36	Pituus 243mm Leveys 93mm
214R1/37	Hoitojalkine Neptun 37	Pituus 249mm Leveys 94,5mm
214R1/38	Hoitojalkine Neptun 38	Pituus 256mm Leveys 96mm
214R1/39	Hoitojalkine Neptun 39	Pituus 263mm Leveys 97,5mm
214R/40	Hoitojalkine Neptun 40	Pituus 269mm Leveys 99mm
214R/41	Hoitojalkine Neptun 41	Pituus 276mm Leveys 100,5mm
214R1/42	Hoitojalkine Neptun 42	Pituus 283mm Leveys 102mm
214R1/43	Hoitojalkine Neptun 43	Pituus 290mm Leveys 103,5mm

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko (sisäkenkä)
214R1/44	Hoitojalkine Neptun 44	Pituus 269mm Leveys 105mm
214R1/45	Hoitojalkine Neptun 45	Pituus 303mm Leveys 106,5mm
214R1/46	Hoitojalkine Neptun 46	Pituus 309mm Leveys 108mm
214R1/47	Hoitojalkine Neptun 47	Pituus 315mm Leveys 109,5mm
214R1/48	Hoitojalkine Neptun 48	Pituus 322mm Leveys 111mm
SAATAVANA OLEVAT LISÄVARUSTEET		
214R12	Vaihtopohjallinen	36 – 48 / oikea ja vasen



Neptun B

215R*

Post-operatiivinen hoitojalkine leveällä ulkopohjalla ja sisätilavuudella. Hoitojalkinetta voidaan pitää siteiden päällä ja samalla kenkä suojaa kylmältä ja märältä säältä.

Hoitojalkine ympäröi koko jalkaterän ja nilkan alueen sekä pehmustettu pohjallinen estää painepiikkejä jalkapohjan alueella.

Käyttökohteet:

- Edistää jalkaterä alueen haavojen paranemisprosessia
- Paineen keventäminen ja jakautuminen kävelysyklin aikana
- Leikkauksen jälkeinen hoito ja muiden alueen kuin nilkan ja jalkaterän alueen haavat

Jalkineessa on vahvistettu pohja sekä korkeampi varsi, joka tuo lisää vakautta Jalkineen tarrakiinnitys estää jalkaterän liukumisen kengän sisällä. Jalkine on kokonaan avettava, mikä helpottaa pukemista.

Jalkineen sisävuori sekä pohjallisen kangaspäällinen ovat antibakteerista materiaalia. Lisävarusteena saatavilla Velour-pinnoitettu pehmeä vaahtomuovipohjallinen.



Valmistaja: Streifeneder / Embreis



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmavassa paikassa.

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
215R1/36	Hoitojalkine Neptun B	35 – 36
214R1/38	Hoitojalkine Neptun B	37 – 38
214R1/40	Hoitojalkine Neptun B	39 – 40
214R1/42	Hoitojalkine Neptun B	41 – 42
214R/44	Hoitojalkine Neptun B	43 – 44
214R/46	Hoitojalkine Neptun B	45 – 46
214R1/48	Hoitojalkine Neptun B	47 – 48
214R1/50	Hoitojalkine Neptun B	49 – 50

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko (sisäkenkä)
SAATAVANA OLEVAT LISÄVARUSTEET		
212R11	Vaihtopohjallinen	35 – 50 / oikea ja vasen erikseen



FORE FOOT RELIEF (1 pcs L/R)

MS0890-

Hoitojalkineessa on jäykkä, päkiäkevennetty ja etuosalta nouseva ulkopohja (negatiivinen kantakorkeus)

Hoitojalkine kattaa koko kantapään ja tarsiialueen

Käyttökohteet:

- Edistää jalkaterä alueen haavojen paranemisprosessia
- Paineen keventäminen ja jakautuminen kävelysyklin aikana
- Leikkauksen jälkeinen hoito ja jalkaterän alueen haavojen hoito

Pehmustettu kengänpäällinen ja sisävuori

Jalkineessa on paranneltu liukastumisen esto ja lisäksi jalkineen kantakappi ja tarrakiinnikkeet estävät jalkaterän liukumisen kengän sisällä

Jalkineen sisävuori sekä pohjallisen kangaspäällinen ovat antibakteerista materiaalia.

Valmistaja: Klaveness



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmavassa paikassa.

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
MS0890-XS-222	FORE FOOT RELIEF (1 pcs L/R)	Unisex 38-39
MS0890-S-222	FORE FOOT RELIEF (1 pcs L/R)	Unisex 40-41
MS0890-M-222	FORE FOOT RELIEF (1 pcs L/R)	Unisex 42-43
MS0890-L-222	FORE FOOT RELIEF (1 pcs L/R)	Unisex 44-45
MS0890-XL-222	FORE FOOT RELIEF (1 pcs L/R)	Unisex 46-47
MS0890-XS-222	FORE FOOT RELIEF (1 pcs L/R)	Unisex 38-39
MS0890-S-222	FORE FOOT RELIEF (1 pcs L/R)	Unisex 40-41
MS0890-M-222	FORE FOOT RELIEF (1 pcs L/R)	Unisex 42-43

Jupiter

205R1*

Hoitojalkineessa on jäykkä, päkiäkevennetty etuosalta nouseva ulkopohja (negatiivinen kantakorkeus)

Hoitojalkine kattaa koko kantapään ja tarsaalialueen

Käyttökohteet:

- Edistää jalkaterä alueen haavojen paranemisprosessia
- Paineen keventäminen ja jakautuminen kävelysyklin aikana
- Leikkauksen jälkeinen hoito ja jalkaterän alueen haavojen hoito

Pehmustettu kengänpäällinen ja sisävuori. Hoitojalkineen ulkopohjassa on paranneltu liukastumisen esto.

Jalkineen tarrakiinnikkeet pitävät jalan paikoillaan ja estävät jalkaterän liukumisen kengän sisällä

Jalkineen sisävuori sekä pohjallisen kangaspäällinen ovat antibakteerista materiaalia.

Lisävarusteena saatavilla jalkaterän etuosan pehmeä varvassuoja sekä Velour-pinnoitettu pehmeä vaahtomuovipohjallinen.



Valmistaja: Streifeneder / Embreis



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmastussa paikassa.

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
205R1-XS	Hoitojalkine Jupiter, koko XS	XS / 31 – 33
205R1-S	Hoitojalkine Jupiter, koko S	S / 34 – 36
205R1-M	Hoitojalkine Jupiter, koko M	M / 37 – 39
205R1-L	Hoitojalkine Jupiter, koko L	L / 40 – 42
205R1-XL	Hoitojalkine Jupiter, koko XL	XL / 43 – 45
205R1-XXL	Hoitojalkine Jupiter, koko XXL	XXL / 46 – 48
205R1-XXXL	Hoitojalkine Jupiter, koko XXXL	XXXL / 49 – 50

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
SAATAVANA OLEVAT LISÄVARUSTEET		
205R10	Pehmeä varvassuoja	XS – XXXL
205R12	Vaihtopohjallinen	XS – XXXL



205R10



205R12

Pluto S

216R1*



Hoitojalkineessa on jäykkä, päkiäkevennetty etuosalta pyöristetty rullaava ulkopohja (negatiivinen kantakorkeus). Jalkine ehkäisee paineepiikkejä.

Käyttökohteet:

- Edistää jalkaterä alueen haavojen paranemisprosessia
- Paineen keventäminen ja jakautuminen kävelysyklin aikana
- Leikkauksen jälkeinen hoito ja muiden alueiden kuin nilkan ja jalkaterän alueen haavat

Pehmustettu kengänpäällinen ja sisävuori. Jalkineen ulkopohjassa on paranneltu liukastumisen esto.

Voidaan käyttää molemmissa jaloissa sekä hoitojalkine on säädettävissä tarrakiinnityksen avulla yksilöllisesti.

Jalkineen tarrakiinnikkeet estävät jalkaterän liukumisen kengän sisällä ja jalkineen etukiinnitys estää jalkaterän etuosan adduktion/abduktion.

Jalkineen sisävuori sekä pohjallisen kangaspäällinen ovat antibakteerista materiaalia. Lisävarusteena saatavilla jalkaterän etuosan pehmeä varvassuoja ja Velour-pinnoitettu pehmeä vaahtomuovipohjallinen.



Valmistaja: Streifeneder / Embreis



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmvassa paikassa.

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
206R1-S	Hoitojalkine Pluto S, koko S	35 – 36
206R1-M	Hoitojalkine Pluto S, koko M	37 – 38
206R1-L	Hoitojalkine Pluto S, koko L	39– 40
206R1-XL	Hoitojalkine Pluto S, koko XL	41 – 42
206R1-XXL	Hoitojalkine Pluto S, koko XXL	43 – 44
206R1-XXXL	Hoitojalkine Pluto S, koko XXXL	45 – 46
206R1-XXXXL	Hoitojalkine Pluto S, koko XXXXL	47 – 48
206R1-XXXXXL	Hoitojalkine Pluto S, koko XXXXXL	49 – 50

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
SAATAVANA OLEVAT LISÄVARUSTEET		
206R12	Pehmeä varvassuoja	S - XXXXXL
206R11	Vaihtopohjallinen	S – XXXXXL



206R12



204R11



Merkur

201R1*

Hoitojalkineessa on jäykkä, päkiäkevennetty ja etuosalta nouseva ulkopohja (negatiivinen kantakorkeus). Hoitojalkine kattaa koko kantapään ja tarsaalialueen.

Käyttökohteet:

- Edistää jalkaterä alueen haavojen paranemisprosessia
- Paineen keventäminen ja jakautuminen kävelysyklin aikana
- Leikkauksen jälkeinen hoito ja jalkaterän alueen haavojen hoito

Pehmustettu kengänpäällinen ja sisävuori. Jalkineessa on paranneltu liukastumisen esto ja lisäksi jalkineen kantakappi ja tarrakiinnikkeet estävät jalkaterän liukumisen kengän sisällä.

Jalkineen sisävuori sekä pohjallisen kangaspäällinen ovat antibakteerista materiaalia. Lisävarusteena saatavilla jalkaterän etuosan pehmeä varvassuoja sekä Velour-pinnoitettu pehmeä vaahtomuovipohjallinen.

Valmistaja: Streifeneder / Embreis



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmastavassa paikassa.

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
201R1-XS	Hoitojalkine Merkur, koko XS	XS / 31 – 33
201R1-S	Hoitojalkine Merkur, koko S	S / 34 – 36
201R1-M	Hoitojalkine Merkur, koko M	M / 37 – 39
201R1-L	Hoitojalkine Merkur, koko L	L / 40 – 42
201R1-XL	Hoitojalkine Merkur, koko XL	XL / 43 – 45
201R1-XXL	Hoitojalkine Merkur, koko XXL	XXL / 46 – 48

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
SAATAVANA OLEVAT LISÄVARUSTEET		
201R10	Pehmeä varvassuoja	XS – XXL
201R12	Vaihtopohjallinen	XS – XXL



201R10



201R12



Venus

200R1

Hoitojalkineessa on jäykkä, päkiäkevennetty etuosalta nouseva ulkopohja ja lyhennetty pohjarakenne (negatiivinen kantakorkeus). Hoitojalkine kattaa koko kantapään ja tarsiialueen.

Käyttökohteet:

- Leikkauksen jälkeinen hoito ja jalkaterän vammojen kuntoutus
- Paineen keventäminen ja jakautuminen kävelysyklin aikana
- Edistää jalkaterän haavojen paranemisprosessia

Valmistaja: Streifeneder / Embreis



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmastavassa paikassa.

Pehmustettu kengänpäällinen ja sisävuori
Tukeva kantakappi sekä tarrakiinnikkeet tukevat kantapään tukevasti paikalleen kengän sisällä.

Jalkineen sisävuori sekä pohjallisen kangaspäällinen ovat antibakteerista materiaalia.

Lisävarusteena saatavilla pehmeä ja kova varvassuoja.



Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
200R1-S	Hoitojalkine Venus S	S / 36 – 38
200R1-M	Hoitojalkine Venus M	M / 39 – 42
200R1-L	Hoitojalkine Venus L	L / 43 – 46
200R1-XL	Hoitojalkine Venus XL	XL / 47 – 51
SAATAVANA OLEVAT LISÄVARUSTEET		
200R10*	Pehmeä varvassuoja S-XL	S-XL
200R14	Kova kärki-/varvassuoja	Yksi koko

Mars S

213R1*

Hoitojalkineessa on uusi paranneltu rakenne, joka antaa jalkaterälle paremman tuen. Kantakevennetty jäykistetty ulkopohja. Pohjallisen kiilarakenne kannattelee jalkaterää keskiosalta.

Pehmeä ja pitkä pohjallinen tasaa jalkaterän painepiikkejä

Hoitojalkinetta voidaan käyttää molemmissa jaloissa

Käyttökohteet:

- Edistää kantapään alueen haavojen paranemisprosessia
- Paineen keventäminen ja jakautuminen kävelysyklin aikana
- Leikkauksen jälkeinen hoito ja kantapään alueen haavojen hoito

Pehmustettu kengänpäällinen ja sisävuori. Jalkineen sisävuori sekä pohjallisen kangaspäällinen ovat antibakteerista materiaalia.

Hoitojalkine on säädettävissä yksilöllisesti jalan mittojen mukaan ja pehmustetta pystyy muokkaamaan

Lisävarusteena saatavilla jalkaterän takaosan ja etuosan pehmeä suoja sekä Velour-pinnoitettu pehmeä vaahtomuovipohjallinen



Valmistaja: Streifeneder / Embreis



Pesu pyykinpesukoneessa 40°C.
Venyttä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Kuivatus vaakatasossa ilmastussa paikassa.

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
213R1-S	Hoitojalkine Mars S, koko S	S / 33 – 36
213R1-M	Hoitojalkine Mars S, koko M	M / 37 – 39
213R1-L	Hoitojalkine Mars S, koko L	L / 40 – 42
213R1-XL	Hoitojalkine Mars S, koko XL	XL / 43 – 45
213R1-XXL	Hoitojalkine Mars S, koko XXL	XXL / 46 – 48

Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
SAATAVANA OLEVAT LISÄVARUSTEET		
213R10	Pehmeä varvassuoja	S-XXL
213R11	Pehmeä kantasuoja	S-XXL
213R12	Vaihtopohjallinen	S-XXL



213R10



213R11



213R12



SBI Motus Diabetic Walker

79015001*

SBI Motus Diabetes Walker ortoosi on tarkoitettu haavaumien ja diabetesjalan haavojen hoitamiseen jalkaterän ja jalkapohjan alueella.

Ortoosissa on stabiili muovikehikko, joka suojaa tibiaa sekä irrotettava sisäosa, jota voidaan muotoilla kuumailmapuhaltimen avulla. Irrotettava täydellisesti rullaava keinupohja soveltuu hyvin jalkapohjan haavaumien hoitoon. Lisävarusteena on tilattavissa myös stabiili keinupohja, joka helpottaa akuutista krooniseen hoitovaiheeseen siirtymistä.

Ortoosin kiinnitysnauhojen kohtaa voidaan siirtää ja ne voidaan varmistaa "irrotuksen estävän" järjestelmän avulla. Säädetävät 3x3 kiinnityspohjalliset ovat tarkoitettu kohdistettuun plantaarihaavaumien keventämiseen. Kiinnityspohjalliset koostuvat kolmesta eri kerroksesta ja kolmesta eri jäykkyystasosta (jäykkä, medium ja pehmeä), joita voidaan yhdistellä keskenään ja sovittaa yksittäisiin haavaumiin sopiviksi. SBI 3x3 kevennyspohjallisesti toimitetaan SBI Motus Diabetes Walker ortoosin mukana.

Käyttöalueet:

Haavaumien ja diabetesjalan haavojenhoitamiseen jalkaterän ja jalkapohjan alueella. Charcot jalan stabilisoimiseksi. Leikkauksen jälkeinen kuntoutus.

Valmistaja: Salvatelli slr. / Camp

Valmistusmateriaali: Puolijäykkä säärisuojus ja soljet (TPU), päällinen, pehmeä säärisuojus ja pohjalliset (EVA), Afo- ja Afo Open (PP), napit ja SBI-avain (nailon), pohja (EVA+nailon), tarra (polyamidi+polyesteri), suojasukka (90 % puuvillaa, 7 % polyamidia, 3 % elastaania)

Pesuhje:

Jäykkä tuki ja napit: astianpesukoneessa (maksimilämpötila 45°) tai käsin miedolla saippualla ja huuhtelu kylmällä vedellä. Pehmeät vuoraukset, pohja, säärivahvike: käytä kylmää vettä ja puhdista miedolla saippualla, huuhtele kerran toimenpiteen lopuksi. Hihnat, soljet, sukka: pesukoneessa kylmällä vedellä. Vältä kaikkia voimakkaita nesteitä kuten alkoholi, valkaisuaine, ammoniakki, liuottimet. Kuivaa käsin pehmeällä liinalla tai ilmassa kaukana lämmönlähteistä tai suorasta auringonvalosta. Älä käytä kuivausrumpua tai muuta kuivauslaitetta.

Nimike	Kuvaus	Koko / kengän koko
790150011	SBI Motus Diabetes Walker	S / 34 - 36
790150012	SBI Motus Diabetes Walker	M / 37 - 39
790150013	SBI Motus Diabetes Walker	L / 40 - 42
790150014	SBI Motus Diabetes Walker	XL / 43 - 45
790150015	SBI Motus Diabetes Walker	XXL / 46 - 48



XP Diabetic Walker

01PD-*

Diabetekseen liittyvistä jalkaongelmista kärsiville potilaille suunnitellussa XP Diabetic Walker™ -jalkineessa on optimoitu keinupohja, joka keventää diabeetikon jalkaa mahdollisimman paljon. Mukana tulee aina kaksi ylimääräistä pohjallista (mukaan lukien kaksikerroksinen mosaiikkipohjallinen kuormituspisteiden kevennykseen, joka on suunniteltu Impax™-ristikkoteknologialla), kolme sukkaa ja yksi käsipumppu, jossa on painemittari ilmakennojen täyttämiseen. Pohjallinen, puolijäykkä kuori ja ilmakennot auttavat säätelemään jalan painetta ja kuormitusta. Voidaan käyttää Brace-Lok™-järjestelmän kanssa, jonka avulla nähdään onko walker avattu ja otettu pois jalasta.

Valmistaja: DJO



Pesuohje:

Diabeetikoille tarkoitettua pneumaattista tukikengän vaahdotuovilaineri voidaan pestä käsin kylmässä vedessä miedolla pesuaineella ja jättää kuivumaan itsestään. Älä käytä kuivattamiseen kuivaajaa tai muuta lämmönlähdettä.

Käyttöalueet:

Diabetesjalan plantaarisen kuormituksen keventäminen, neuropaattisten haavaumien paineilmatuenta, takajalan ja kantapään suojaus, pehmytkudosvammot, vakauttaa jalkaterän ja/tai nilkan murtuma ja leikkauksen jälkeinen käyttö

Muuta: Saumatonta sukkaa tulee aina käyttää XP Diabetic Walkerin alla. Lisävarusteina saatavana Brace-Lok, jalkateräosan hygieniasuoja siirryttäessä ulkotiloista sisätiloihin ja koko walkerin peittävä sääsuoja suojaamaan lialta ja vedeltä ulkoilun ajan.

Nimike	Kuvaus	Koko / kengän koko
01PD-S	SBI Motus Diabetes Walker	S / 35 - 38
01PD-M	SBI Motus Diabetes Walker	M / 39 - 42
01PD-L	SBI Motus Diabetes Walker	L / 43 - 45
01PD-XL	SBI Motus Diabetes Walker	XL / < 45



VACOped Diabetes

VPTC-01-4-*

VACOped Diabetes ortoosi on suunniteltu jakamaan diabetesjalkaan /-sääreen kohdistuvan paineen mahdollisimman tasaisesti ja keventämään haava-alueen kuormitusta.

Ortoosin tukeva mutta kevyt runko ja tyhjiöpehmytosa takaavat parhaan mahdollisen kevennyshoidon. VACOped Diabetes ortoosi on heti tarvittaessa tarkasti säädettävissä ja muokattavissa asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan. Tyhjiöpehmuste muokkautuu mahdollisimman tarkasti raajan muotojen mukaan ja siihen sekä ortoosin vaahtomuoviseen sisäpohjaan voidaan tarvittaessa helposti tehdä kevennyskuoppia.

Ortoosissa on säädettävä ROM -mekanismi (säädettävä nilkan vapaa liike) ja säädettävä varvastuki / -suoja. Irrotettava keinupohja helpottaa kävelemistä.

Valmistaja: Elcos Medical

Hoitoaiheet:

Haavaumat, haavat, post-operatiivisesti varpaan tai jalan etuosan amputaatio ja luutumattomat fraktuurat.

Pakkaus sisältää:

- 1 kpl ortoosirunko
- 1 kpl keinupohja
- 1 kpl tyhjiöelementti
- 2 kpl musta pehmyt vuori
- 1 kpl käsipumppu ja käyttöohje

Nimike	Kuvaus	Koko / kengän koko
VPTC-01-4-S	VACOped Diabetes tyhjiöortoosi	S / 35 - 39
VPTC-01-4-M	VACOped Diabetes tyhjiöortoosi	M / 39 - 43
VPTC-01-4-L	VACOped Diabetes tyhjiöortoosi	L / 43 - 50

Ortoosiin on saatavana seuraavat varusteet:

- Varustesetti, johon kuuluu tyhjiöelementti, 2 kpl pehmyt vuoria sekä sisä- ja ulkopohja.
- Liukueste talvikäyttöön
- Sadesuojat
- Muut pienvaraosat



Valife -sääsuoja

HULL-01-3-

Valife-sateensuojassa on tukeva karkeakuviollinen ulkopohja, leveällä tarranauhalla säädettävä leveys ja kuminauhalla kiristettävä suu-aukko. Suoja on valmistettu vettä hylkivästä, tukevasta teknisestä kankaasta.

Suoja sopii käytettäväksi eri tyyppisten walker ortoosimallien kanssa, kuten Ottobock Malleo Immobil ja Infinity, Vacoped, XP Diabetic Walker ja SBI Motus Diabetes Walker.

Valmistaja: Elcos Medical

Nimike	Kuvaus	Koko / kengän koko
HULL-01-3-S	Valife sää-/sadesuoja	S / 35 - 39
HULL-01-3-M	Valife sää-/sadesuoja	M / 39 - 43
HULL-01-3-L	Valife sää-/sadesuoja	L / 43 - 50



Shoelift

79-9560*

Käyttösuositukset

Innovatiiviseen muotoiluun perustuva Shoelift kompensoi potilaan alaraajan pituuseroa ja vähentää räsistusta kipsiä tai walker-ortoosia käytettäessä.

Helppo, nopea ja kevyt pukea ja käyttää.

Suositellaan käytettäväksi tukevasti jalkaan kiinnitetyn jalkineen kanssa.

Tuotteesta on saatavilla kolme kokoa.

Valmistaja: DJO

Ei sisällä luonnonkumilateksia



Käsinpesu 30° C. Neutraali pyykinpesuaineliuos. Venytä tarvittaessa oikeaan mittaan kosteana. Huolellinen huuhtelu ja kuivaus ilmastavassa paikassa.



Nimike	Kuvaus	Koko / Kengän koko
79-95603	Shoelift	S (< 37)
79-95605	Shoelift	M (37-42)
79-95607	Shoelift	L (>42)

Tilausohjeet:

Tuotteita voit tilata Respectan myyntipalvelusta:

myynti@respecta.fi

p. 0207 649 748*

Tutustu laajemmin
valikoimaamme
verkkokuvastossamme
kuvasto.respecta.fi